


# SCR Electroniques



*L'Excellence en audiologie*

## AUDIOPROTHESE



VOTRE SOLUTION  
CLÉS EN MAINS



141, RUE DES POISSONNIERS - 75018 PARIS

TEL: 01.42.55.17.84 - FAX: 01.42.52.62.96 - PORT: 06.07.44.77.57

MAIL: [INFO@SCR-ELECTRONIQUES.COM](mailto:INFO@SCR-ELECTRONIQUES.COM) - WEB: [WWW.SCR-ELECTRONIQUES.COM](http://WWW.SCR-ELECTRONIQUES.COM)



VENTE



CONSEIL



S.A.V

---

## L'EDITO

---

La qualité est gage de fiabilité, c'est pourquoi nous sommes soucieux de répondre au mieux à vos attentes en vous proposant du matériel de marques reconnues telles que :

AUDITDATA, MAICO, GRASON STADLER, INTERACOUSTICS, etc..

Nous vous proposons un suivi complet de votre centre: vente, conseil ainsi que SAV.

• **Une équipe commerciale:**

Présente sur tout le territoire français Métropole, DOM, TOM mais également en Afrique du Nord

Des commerciaux disponibles et compétents pour vous orienter dans le choix du matériel le plus adapté à vos attentes.

• **Un service après-vente**

Disponible pour la maintenance et les réparations de l'ensemble du matériel d'audiologie (Audiomètres / Tympanomètres) de TOUTES MARQUES  
Nous avons le plaisir de vous présenter notre catalogue « Audioprothésistes 2015 » Equipements, consommables, accessoires, contrôle de centres, maintenance....

A très bientôt...

Philippe CASTRO ainsi que toute son équipe commerciale et technique



# SOMMAIRE

AUDIOLOGIE ET VIDEOTOSCOPIE

---



MICROSCOPE / LAMPE FRONTALE

---



OTOSCOPES

---



SONOMETRES

---



TECHNIQUES DE LABORATOIRE

---





## Audiométrie




### Audiométrie complète

Primus établit ses diagnostics d'audiométrie sur PC, offrant une infinité de possibilités, incluant l'audiométrie tonale pure et vocale. Vous pouvez aussi choisir de tester les hautes fréquences. Choisissez entre casque audio ou oreillettes selon vos préférences ou même plusieurs casques si besoin.



Le fichier patients indépendant conserve tout l'historique des sessions et permet une adaptation en extérieur aisée.



141, rue des Poissonniers - 75018 PARIS  
Tél: 01.42.55.17.84 - Fax: 01.42.52.62.96  
info@scr-electroniques.com  
www.scr-electroniques.com

# S PRO

 **Primus**  
**auditdata** 

*Your Partner in Audiology Solutions*



*Toujours à jour*



### *Mises à jour instantanées*

Avec 2 véritables canaux d'audiométrie, le module Primus AUD correspond aux dernières exigences des laboratoires. Il télécharge ses propres mises-à-jour sur Internet, pour le logiciel et pour le «firmware».

Cela permet à votre matériel de rester à jour même pour des exigences futures. Ce qui assure une durée de vie supérieure à vos systèmes d'audiométrie précédents.



### **Détails techniques:**

- Sortie: AC, BC et champ libre
- Dimensions: 345 x 110 x 35 mm (350 x 120 x 130 mm avec couvercle)
- Poids: 475 g (800 g avec couvercle)
- Gamme étendue: +20 dB
- Compatibilité: Noah 3.7, Noah 4 et système de gestion de bureau certifié



## REM & SPEECH MAPPING



### Examens classiques et futurs

Le système d'adaptation Primus permet de réaliser des mesures Real Ear aussi bien que des mesures de compréhension du langage, selon votre licence. Le module Primus REM inclut tout ce dont vous aurez besoin dans une future chaîne de test et d'adaptation. Les mesures incluent le test des hautes-fréquences et une banque de sons comprenant des sons techniques, des bruits quotidiens, des signaux vocaux et des dialogues. La mesure Real Ear classique comprend : réponse spontanée, occlus, assisté ainsi que le gain d'insertion. Le basculement entre SPL et Gain montre la mesure de la réponse dans la vue du gain.

### Cartographie de la parole

Les mesures destinées à la cartographie de la parole peuvent être prédéfinies ou personnalisées pour un ajustement optimal des aides auditives et un meilleur conseil au patient.

### Détails techniques

Niveaux des signaux	50-90 dB SPL
Cibles	NAL-NL1, NAL-NL2 et DSL v5
Gamme de fréquences	125 Hz à 16 kHz
Tests	REUR/REUG, REOR/REOG, REAR, REIG et possibilité RECD
Normes	Mesure Real Ear classique, conforme au EN 61669 et une partie de ANSI S3.46, Sécurité: IEC 60601-1 (Classe 1, Type B), EMC: IEC 60601-2
Compatibilité	Noah 3.7, Noah 4 et systèmes de gestion de bureau certifié
PC minimum requis	CPU: processeur 1.4 GHz minimum (2 GHz recommandé) 512 avec 265 MB (1 GB recommandé) de RAM. 1 GB d'espace libre sur le disque dur pour Primus. Carte graphique: 1024 x 768. XGA, sortie double-moniteurs recommandée, Lecteur CD et port USB 2.0 requis. CPU: processeur 1.4 GHz minimum (2 GHz recommandé) 512 avec 265 MB (1 GB recommandé) de RAM. 1 GB d'espace libre sur le disque dur pour Primus. Carte graphique: 1024 x 768. XGA, sortie double-moniteurs recommandée, Lecteur CD et port USB 2.0 requis.



## Chaîne de Mesure

### Facilité d'utilisation

L'unité Primus HIT assure les mesures techniques complètes pour le dépannage des appareils auditifs. L'unité HIT est alimentée par la connexion USB à un PC, elle peut donc être placée dans les endroits les plus pratiques.

Les diagrammes du module Primus HIT venant par-dessus les autres fenêtres permettent l'adaptation avec d'autres logiciels propriétaires de votre choix.

### Support et normes de tests

Le module Primus HIT supporte les normes IEC et ANSI. Les appareils auditifs peuvent y être branchés par leur câble de programmation et, grâce au logiciel, le côté droite ou gauche est choisi à travers la chambre de connexion.



### Séquence de tests automatisés

En agencement par défaut ou personnalisé, le panneau de navigation liste les tâches spécifiques aux tests d'appareils auditifs. Les tests listés peuvent être exécutés automatiquement ou l'utilisateur peut contrôler les étapes depuis l'unité.

### Détails techniques

**Gamme de fréquences** 125 Hz à 8 kHz

**Résolution des fréquences** 1/6, 1/24th octave basé sur 2048 pt. FFT

**Types de piles** 5A, 10A, 312, 13 et 675

**Sortie** Haut-parleurs ou boucle à induction

**Standards** Test appareils auditifs: IEC 60118-7 et ANSI S3.22, Sécurité: IEC 60601-1 (Classe 1, Type B), EMC: IEC 60601-2

**Tests** OSPL90, gain maxi, entrée/sortie, temps attaque/récupération, gain de référence, réponse en fréquence, bruit d'entrée équivalent, distorsion harmonique, courant de batterie actuel, induction.

**PC minimum requis** CPU: processeur 1.4 GHz minimum (2 GHz recommandé) 512 avec 265 MB (1 GB recommandé) de RAM. 1 GB d'espace libre sur le disque dur pour Primus. Carte graphique: 1024 x 768. XVGA, sortie double-moniteurs recommandée, Lecteur CD et port USB 2.0 requis.

**Système d'exploitation** Windows XP Professionel SP2 (32-bit), Windows 7 (32-bit & 64-bit), Windows 8 (32-bit & 64-bit)





## audiostar<sup>pro</sup>



AUDIOMETRE CLINIQUE  
CONDUCTION AERIENNE  
CONDUCTION OSSEUSE  
VOCALE INTEGREE  
4 SORTIES CHAMP  
LIBRE AMPLIFIEES  
1 CASQUE POUR LES  
HAUTES ET BASSES  
FREQUENCES  
**HAUTES FREQUENCES  
EN OPTION**

TESTS  
\*QUICK SIN  
\*TEN  
\*ABL5  
\*SISI  
\*TONE DECAY  
\*TINNITUS

ECRAN LARGE LCD COULEURS  
4 PORTS USB  
1 PORT HDMI POUR GRAND  
ECRAN  
1 SOURIS  
LOGICIEL GSI SUITE  
LOGICIEL DE PROGRAMMATION  
**CLAVIER EN OPTION**  
**COMPATIBLE NOAH ET OTO  
ACCESS**





**AUDIOMETRE MA 41**  
**MONO-CANAL**

**AUDIOMETRE MA 42**  
**BI-CANAL**  
**OPTION HAUTES FREQUENCES**

CONDUCTION AERIEUNE – CONDUCTION OSSEUSE – VOCALE INTEGREE  
 SONS : PURS, PULSES, WOBULES, MASKING  
 INTERFACE POUR PC – COMPATIBLE NOAH 4  
 AMPLIFICATEUR CHAMP LIBRE INTEGRE  
 GENERATEUR DE FICHIERS PDF AUTOMATIQUE  
 MEMOIRE 1000 TESTS



# MA 25

## *Audiomètre de dépistage*



- Fréquences:  
125 Hz à 8kHz
- Niveaux de sortie  
-10 dB à 100 dBHL
- Sons:  
Purs, Wobulés, Pulsés
- Indicateur d'usure des piles

**SACOCHÉ, ALIMENTATION SECTEUR ET CASQUE ANTI-BRUIIS COMPRIS**

**POIRE REPONSE EN OPTION**



[info@scr-electroniques.com](mailto:info@scr-electroniques.com)  
[www.scr-electroniques.com](http://www.scr-electroniques.com)



L'Excellence en audiologie



## Audiomètre AD 629B

- \*Conduction aérienne
- \*Conduction osseuse
- \*Vocale intégrée
- \*Impression via une imprimante extérieure
- \*Stockage des audiogrammes au format PDF, clé USB (pour impression à partir d'un PC)



## Audiomètre AS 608

- \*Audiomètre de dépistage portable
  - \*11 fréquences testées de 125Hz à 8kHz
  - \*Niveau de sortie: de -10dB à 100dBHL
  - \*Sons purs, wobulés ou pulsés
  - \*Malette de transport
- OPTION :
- \*Poiré réponse
  - \*Transfo d'alimentation
  - \*Coque anti-bruits

## Audiomètre AC 40

- Fréquences multiples pour les mesures d'acouphènes et la surveillance de l'ototoxicité
- Bruit pédiatrique pour les tests de bruit à fréquence spécifique
- Tests automatiques (Hughson Westlake et Békésy)
- Aide au masquage et Masquage automatique (suite PC uniquement)
- Différence de niveau de masquage (MLD) – propose un mélange de sons à phase contrôlée et de stimuli de bruit pour tester la fonction rétrocochléaire et les troubles auditifs du traitement central
- QuickSIN™ pour des tests vocaux en milieu bruyant automatisés
- Test TEN pour le diagnostic des zones mortes de la cochlée
- Simulateur de perte d'audition et Simulateur auditif pour la vérification des prothèses auditives
- SISI pour différencier les troubles cochléaires des troubles rétrocochléaires
- ABLB bénéficie de son propre écran dédié permettant d'afficher tout recrutement clairement sous forme de graphique
- Weber pour distinguer une perte d'audition conductrice d'une perte d'audition neuro-sensorielle
- Haute fréquence jusqu'à 20 kHz (en option)





L'Excellence en audiologie

## Affinity<sup>2.0</sup>

COMPLETE OU SUR MESURE  
A VOUS DE CHOISIR



## Callisto™

Le Callisto™ est un module informatisé, regroupant un audiomètre de diagnostique ainsi qu'en option un module complet In-vivo (+ visible speech).

### AUDIOMETRIE

Conduction Aérienne, Conduction Osseuse, Champ libre  
Configuration de tests, impression et modèles de rapports personnalisables  
Outils de conseil visuel et auditif (Enveloppe vocale, simulateur de perte auditive et de correction auditive)

### REM

Analyse vocale en temps réel pour REM et conseil combinés (en option)  
Stimulations vocales multiples dans plusieurs langues  
Mode multitâches pour un appareillage rapide, facile et interactif  
Compatibilité avec la technologie Open Fit  
Test des fonctionnalités avancées des aides auditives (directionnalité, réduction du bruit)  
Visualisation en mode graphique ou tableau  
Affichage SPL/Gain (passage rapide des vues Réponse à Gain)  
Stéthoscope dans l'oreille patient ou coupleur (monitoring)  
Mesure RECD



# Interacoustics

CHAINE DE  
MESURE

CABINES  
AUDIOMETRIQUES

SONOMETRES

DISPATCHING



PLUS DE 30 ANS D'EXPERIENCE



DE NOMBREUSES PIECES EN  
STOCK



DEVIS SOUS 48 H



FORFAIT REVISION CALIBRATION

**auditdata**  
*Your Partner in Audiology Solutions*

**gsi**  
Grason-Stadler

**MAICO**

**Interacoustics**

SCR Electroniques assure un suivi permanent du matériel proposé.

Nous disposons d'un SAV assuré par des techniciens formés pour répondre à vos demandes:

- Maintenance annuelle (calibration)
- Réparation
- Dépannage
- Contrôle de centre

**TOUTES MARQUES**

N'hésitez pas à nous contacter!  
Nous mettrons tout en oeuvre pour répondre à vos attentes.

# ACCESSOIRES

# PLUS DE 3000 PIECES EN STOCK !



CAOUTCHOUCS D'ECOUTEURS



ECOUTEURS TDH 39



CASQUE TDH 39



COQUES AMPLIVOX



CORDON CASQUE



COQUES PELTOR

## N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER POUR TOUTES AUTRES PIECES



**CORDON VIBRATEUR**



**SERRE TETE VIBRATEUR**



**VIBRATEUR COMPLET**



**POIRE REPONSE**

**N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER  
POUR TOUTES AUTRES PIECES**

141, rue des Poissonniers - 75018 PARIS  
Tél: 01.42.55.17.84 - Fax: 01.42.52.62.96  
[info@scr-electroniques.com](mailto:info@scr-electroniques.com)  
[www.scr-electroniques.com](http://www.scr-electroniques.com)



## AUDIT ET CONSEIL

\* Vous nous faites part de vos besoins (simple isolation, simple isolation renforcée, double isolation, etc)



## REALISATION

\* Nous nous déplaçons pour prendre les mesures et dresser les plans définitifs de la cabine

\* Votre cabine est fabriquée sur mesure en France.



## LIVRAISON ET MONTAGE :

\* Après avoir fixé une date de livraison, nos techniciens assurent la livraison et le montage de votre cabine.



Un nouveau design sera bientôt présenté :

- \* Intérieur en panneaux perforés
- \* Porte en panneaux perforés
- \* Nouveau regard isophonique
- \* Plusieurs couleurs pour les cornières disponibles

- \* Tableau de passage avec prise USB
- \* Eclairage LED avec allumage automatique
- \* Serrure trois points

**FABRIQUE EN FRANCE**

# PRIMUS VIDEO OTOSCOPE



VIDEO OTOSCOPE USB

LOGICIEL DE TRANSFERT DES  
DONNEES

GEL D'IMAGE PEDALE OU POIGNEE



 **Primus**  
**auditdata**   
*Your Partner in Audiology Solutions*

141, rue des Poissonniers - 75018 PARIS  
Tél: 01.42.55.17.84 - Fax: 01.42.52.62.96  
[info@scr-electroniques.com](mailto:info@scr-electroniques.com)  
[www.scr-electroniques.com](http://www.scr-electroniques.com)

« Montrez ce que vous voyez »



## Lampe Frontale Heine (R)

### LAMPE FRONTALE 4S LED

Jusqu'à 50 000 lux d'intensité lumineuse

Réglage de clarté flexible

Un diaphragme réglable en continu pour l'iris.

Flexible.

Réglage de la taille du spot et contrôle de luminosité en permanence. Sur secteur ou portable. Combinable avec les loupes binoculaires HR et HRP.

Angle d'éclairage réglable de manière flexible. Une optique en verre multicouche antireflet pour une clarté maximale.

Avec filtre jaune pour réduire la proportion d'UV, afin d'éviter le durcissement prématuré des matériaux composites.



## Microscope OPC 12




### Microscope OPC 12

- \*Source de lumière LED
- \*Différents grossissements
- \*Mural, Roulette ou plafond
- \*Caméra HD intégrée en option


141, rue des Poissonniers - 75018 PARIS  
Tél: 01.42.55.17.84 - Fax: 01.42.52.62.96

[info@scr-electroniques.com](mailto:info@scr-electroniques.com)  
[www.scr-electroniques.com](http://www.scr-electroniques.com)



LED classique:  
couleurs non réelles

# OTOSCOPES



LED HQ:  
couleurs réelles



Chargeur de piles **en option**



Spéculum à UU:  
Vendus par sachets de 1000  
(taille 2,5 et 4)


141, rue des Poissonniers - 75018 PARIS  
Tél: 01.42.55.17.84 - Fax: 01.42.52.62.96

[info@scr-electroniques.com](mailto:info@scr-electroniques.com)  
[www.scr-electroniques.com](http://www.scr-electroniques.com)



# SONOMETRES

## Echelle de bruit



AMB +



ALS 20



SDA



VOLT CRAFT

## Hygiène - Prothèses auditives - Produits d'entretien

### Cedis kit de nettoyage et séchage pour des tubes fins et des appareillages ouverts.

Le Kit d'entretien complet dans sa trousse transparente pour le nettoyage et le séchage des appareils ouverts. Approprié pour tous les types courants de tubes fins EST11

Contenu :

8 comprimés de nettoyage, 1 gobelet avec tamis, 10 fils de nettoyage pour tubes avec  $\emptyset \leq 0,9$  mm, 4 capsules déshydratantes, 1 gobelet de séchage.



REF CEDIS00100



### Kits d'hygiène pour contours d'oreille

Le best-seller comme kit complet pour le nettoyage des embouts contours d'oreille !

Ce kit vous offre un nettoyage optimal avec l'utilisation des comprimés de nettoyage avec de l'oxygène actif. La poire (avec pointe métallique chromée) sèche efficacement le tuyau acoustique.

Contenu:

8 comprimés de nettoyage, 1 gobelet de nettoyage avec tamis, 1 poire

REF CEDIS00101

Livré dans une trousse: REF CEDIS00102

### Cedis kit d'hygiène et de séchage pour des embouts contours d'oreille

Contenu:

8 comprimés de nettoyage  
1 gobelet de nettoyage avec tamis  
2 paires de capsules déshydratantes  
1 gobelet de séchage  
1 poire



REF CEDIS00107

Livré dans une trousse REF CEDIS00108

## Cedis Trousse d'entretien - le poste d'hygiene e30.DUS inclus

Une trousse d'entretien cedis pour les soins complets des embouts contours d'oreille à un prix avantageux. La trousse « Travel bag » de haute qualité est remplie de produits d'hygiène pour les embouts contours d'oreille, d'un poste d'hygiène (séchage, nettoyage par la lumière U.V.-C., conservation) et de cedis gel.

Contenu :

1 poste d'hygiène électrique e30.DUS, 8 comprimés de nettoyage, 1 gobelet de nettoyage avec tamis, 1 AirPower spray 35 ml, 5 lingettes de désinfection et 1 gel



REF CEDIS00109



## Kits d'hygiène pour des appareils intra-auriculaires

Cedis kit d'hygiène et de séchage pour intras, avec spray

Contenu:

1 spray de désinfection avec brosse (30 ml)  
4 capsules déshydratantes  
1 gobelet de séchage

REF CEDIS00103

Livré dans une trousse: REF CEDIS00104

## Kits d'hygiène pour des appareils intra-auriculaires

Cedis kit spécial pour le nettoyage et le séchage pour intras, avec lingette

Contenu:

1 distributeur de lingettes  
(25 lingettes)  
4 capsules déshydratantes  
1 gobelet de séchage



REF CEDIS00105

Livré dans une trousse: REF CEDIS00106

## Produits d'hygiène unique

### Le poste hygiénique et électrique

Le poste d'hygiène complète logiquement les produits de nettoyage cedis : pour un séchage garantissant leur bon fonctionnement, une propreté hygiénique et une conservation sûre des systèmes auditifs. Le poste d'hygiène est facile à utiliser et simple à nettoyer.

- Chambre hygiénique compacte pour le séchage, le nettoyage à la lumière U.V.-C. et la conservation
- Fonctionnement sur secteur + fonctionnement sur prise USB sur l'ordinateur (câble fourni)
- Séchage par chauffage électrique
- Présélection de la durée du séchage en fonction de l'accumulation d'humidité ou de l'humidité de l'air : 3 heures, mode normal, ou 6 heures, mode intensif
- Système automatique d'arrêt après le séchage
- Protection contre la surchauffe
- Processus de nettoyage U.V.-C. de 5 minutes
- Couvercle avec fermeture magnétique
- Longue durée de vie de la source de lumière
- Alimentation électrique : bloc d'alimentation de 5 V (de 100 à 240 V) ou à l'aide d'un ordinateur via le câble USB ou le mini-câble USB fourni



REF CEDIS00110



### Coussinet de séchage

Coussinet de séchage électrique pour le séchage rapide et confortable des prothèses auditives.

REF CEDIS00111

Cedis Capsules déshydratantes



REF CEDIS00112



Cedis Gobelet de séchage 150 ml

REF CEDIS00113

Cedis Sachet de séchage



REF CEDIS00112



Cedis Comprimés de nettoyage

Boîte de 20: REF CEDIS00115

Boîte de 30: REF CEDIS00116

## Gobelet de nettoyage

Pour le nettoyage profond des embouts contours d'oreille avec les cedis comprimés détersifs. Contient une aide de prise pour le tamis.

Cedis gobelet de nettoyage 150 ml



REF CEDIS00117

## Lingettes de nettoyage et de désinfection pour embouts et systèmes auditifs

Cedis distributeur de poche de 25 Lingettes humides de désinfection

REF CEDIS00118

Cedis recharge de 25 pièces - pour distributeur de poche

REF CEDIS00119

Cedis Lingettes de désinfection individuelles - 25 pièces

REF CEDIS00220

Cedis carton avec 1.000 Lingettes de désinfection emballées individuellement

REF CEDIS00221

Cedis Lingettes de désinfection 90 lingettes humides dans un grand distributeur

REF CEDIS00222

Cedis Lingettes de désinfection 90 pièces - recharge

REF CEDIS00223



## Spray avec atomiseur

Cedis Spray de désinfection avec brosse 30 ml

REF CEDIS00224

Cedis Spray de désinfection avec atomiseur 30 ml

REF CEDIS00225

Cedis Spray de désinfection bouteille de recharge 30 ml

REF CEDIS00226

Cedis Spray de désinfection avec atomiseur 100 ml

REF CEDIS00227



141, rue des Poissonniers - 75018 PARIS  
Tél: 01.42.55.17.84 - Fax: 01.42.52.62.96

[info@scr-electroniques.com](mailto:info@scr-electroniques.com)  
[www.scr-electroniques.com](http://www.scr-electroniques.com)



## Cedis Fils d'Hygiene

Fils de nettoyage spéciaux pour tuyaux acoustiques avec les diamètres intérieurs différents, adaptés de façon idéale aux appareillages ouverts.



30 fils: REF CEDIS00228  
100 fils: REF CEDIS00229



## Cedis VentBrush

Brosses spéciales pour le nettoyage des canaux sonores et événements. Disponibles en 2 diamètres.

2,5mm: REF CEDIS00230  
5,0mm: REF CEDIS00231

## Poire

Cedis Poire, bleu avec pointe métallique chromée



REF CEDIS00232

## Cedis Gel

Gel de soins avec effet bien-être ! Le gel de soins de la peau avec aloe vera prévient des irritations, simplifie le placement de l'embout. La peau absorbe le gel. L'usage du gel avant et après l'application de l'appareil auditif, rend le port de l'embout plus confortable.



Tube de 5 ml : REF CEDIS00233  
Présentoir pour 30 tubes: REF CEDIS00234



### Cedis AirPower

Spray à air comprimé pour le séchage



100 ml, boîte de 12 sprays : REF CEDIS00235

35 ml, boîte de 12 sprays: REF CEDIS00236



### Cedis Gel bactéricide pour les mains

Gel antibactérien pour décontaminer les mains

Bouteille de 500 ml avec bouchon doseur: REF CEDIS00237

Bouteille de recharge 500 ml: REF CEDIS00238


### Cedis Nettoyant de surface

Cedis Profi-SURFACE, bouteille avec doseur contenant un concentré de 120 ml




REF CEDIS00239

### Prise d'empreinte



Protège-tympan de matière plastique alvéolaire avec fil de sécurité, coniques, rose (100 pièces)

REF CEDIS00240



Protège-tympan de matière plastique alvéolaire avec fil de sécurité, cylindriques, blanc (100 pièces)

REF CEDIS00241

### Protèges-tympan, ouate



Protège-tympan, ouate avec fil de sécurité bleu, petit, Ø env. 0,65 cm (50 pièces)

REF CEDIS00242

Protège-tympan, ouate avec fil de sécurité blanc, moyen, Ø env. 0,75 cm (50 pièces)

REF CEDIS00243

Protège-tympan, ouate avec fil de sécurité rouge, grand, Ø env. 0,85 cm (50 pièces)

REF CEDIS00244

### Protèges-tympan slim (plastique alvéolaire)

Protège-tympan «Slim» de matière plastique alvéolaire avec fil de sécurité, petit, gris (50 pièces)

REF CEDIS00245

Protège-tympan «Slim» de matière plastique alvéolaire avec fil de sécurité, moyen, blanc (50 pièces)

REF CEDIS00246

Protège-tympan «Slim» de matière plastique alvéolaire avec fil de sécurité, grand, bleu (50 pièces)

REF CEDIS00247



### Protège-tympan aérés (plastique alvéolaire)

Protège-tympan aérés petit, longueur env. 6 mm (24 pièces)


REF CEDIS00248

Protège-tympan aérés moyen, longueur env. 10 mm (24 pièces)

REF CEDIS00249

Protège-tympan aérés grand, longueur env. 12 mm (16 pièces)

REF CEDIS00250



### Pistolet d'injection S 50


Pistolet d'injection spécial pour l'emploi de silicone d'empreinte en cartouches doubles S-50 (p.ex. Egger A/soft, Egger A/ITE, egger A/II). Y compris une pièce d'écartement pour réduire la distance pour les petites mains.

REF CEDIS00251



Pièce d'écartement (rouge) pour injecteur S 50 et pistolet d'injection

REF CEDIS00252



Canules mélangeuses S 50, 5,7 mm, Jaune

40 pièces: REF CEDIS00253

100 pièces: REF CEDIS00254



Canules mélangeuses S 50, 6,75 mm, Rouges

40 pièces: REF CEDIS00255

100 pièces: REF CEDIS00256




Canules mélangeuses, S 50, 6,5 mm, Vertes

40 pièces: REF CEDIS00257


100 pièces: REF CEDIS00258

### Pointes de canules, 50 pièces

Pointes pour canules mélangeuses, appropriées pour la prise d'empreinte des conduits auditifs très étroits. A utiliser avec la canule standard et la canule S 50, vert et rose.



REF CEDIS00259



### Pointes de canules, 100 pièces

100 pièces appropriées aux canules mélangeuses S 50, jaunes

REF CEDIS00260

141, rue des Poissonniers - 75018 PARIS  
Tél: 01.42.55.17.84 - Fax: 01.42.52.62.96

[info@scr-electroniques.com](mailto:info@scr-electroniques.com)  
[www.scr-electroniques.com](http://www.scr-electroniques.com)



**Egger A soft**

Egger A/soft S 50 (8 cartouches doubles)



REF CEDIS00261



**Egger A/ITE**

Egger A/ITE S 50 (8 cartouches doubles)

REF CEDIS00262

**Egger A/II S 50**

Egger A/II - cartouches S 50 (8 cartouches doubles)



REF CEDIS00263

## Seringue de prise d'empreinte

Système à double piston avec cylindre transparent qui permet une injection de façon bien régulière de la silicone, remplissage simple. A cause du cylindre transparent l'injection peut être observée et contrôlée.

Existe en diamètres suivants :

Ø 3 mm pour des petits conduits + empreintes CIC

REF CEDIS00264

Ø 4 mm standard

REF CEDIS00265

Ø 5 mm pour des grands conduits + matériaux d'empreinte très visqueux

REF CEDIS00266

Cylindre de rechange (diamètre)

Ø 3 mm

REF CEDIS00267

Ø 4 mm

REF CEDIS00268

Ø 5 mm

REF CEDIS00269

Piston de rechange, bleu

REF CEDIS00270



## Cuillères de Dosage pour les silicones de type A

1 paire (cuillères : 1 blanc, 1 bleu). Le volume de 5 ml correspond au besoin de matériel pour la plupart des empreintes.

REF CEDIS00271

## Cuillère de Dosage pour les silicones de type C

Le volume de 10 ml correspond au besoin de matériel pour la plupart des empreintes.



REF CEDIS00272W



Pâte à empreinte Egger A (2 x 0,7 kg)

REF CEDIS00273



Pâte à empreinte: Egger A/I (2 x 660 g)

REF CEDIS00274



Pâte à empreinte: Egger A/II, 0,7 kg du composant A et B

REF CEDIS00275



Egger C (récipient de 660 g + 25 g catalyseur)

REF CEDIS00276



Pâte à empreinte: Egger C/I (récipient de 600 g + 20 g catalyseur)

REF CEDIS00277



Pâte à empreinte: Egger C/II (récipient de 660 g + 25 g catalyseur)

REF CEDIS00278

## Accessoires

Spatule mélangeuse

REF CEDIS00279

Plaque mélangeuse

REF CEDIS00280



Pincette Lucae

REF CEDIS00281

Pince d'empreinte



REF CEDIS00282



Testeur de pile

REF CEDIS00283

## Stétoclip Color

Munie de bouchons en plastique dur. Adaptateur et tube d'écoute inclus.

Noir	<i>REF CEDIS00284</i>
Orange	<i>REF CEDIS00285</i>
Vert	<i>REF CEDIS00286</i>
Rouge	<i>REF CEDIS00287</i>
Bleu foncé	<i>REF CEDIS00288</i>
Bleu clair	<i>REF CEDIS00289</i>

Accessoires Stétoclip Color :  
Adaptateur en aluminium pour Stétoclip

*REF CEDIS00290*



## Socles de Présentation




Socle décoratif rouge, petit avec oreille blanche, droite	<i>REF CEDIS00291R</i>
Socle décoratif, rouge, moyen avec oreille blanche, droite	<i>REF CEDIS00292R</i>
Socle décoratif rouge, grand avec oreille blanche, droite	<i>REF CEDIS00293R</i>
Socle décoratif rouge, petit avec oreille blanche, gauche	<i>REF CEDIS00291L</i>
Socle décoratif, rouge, moyen avec oreille blanche, gauche	<i>REF CEDIS00292L</i>
Socle décoratif rouge, grand avec oreille blanche, gauche	<i>REF CEDIS00293L</i>

De nombreux autres produits de la gamme Egger sont disponibles !  
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

**141, rue des Poissonniers - 75018 PARIS**  
**Tél: 01.42.55.17.84 - Fax: 01.42.52.62.96**  
[info@scr-electroniques.com](mailto:info@scr-electroniques.com)  
[www.scr-electroniques.com](http://www.scr-electroniques.com)

**SCR** Electroniques



*L'Excellence en audiologie*



# SCR Electroniques



VENTE



CONSEIL



S.A.V

**POUR PLUS D'INFORMATIONS, N'HESITEZ  
PAS A NOUS CONTACTER**

---

141, RUE DES POISSONNIERS - 75018 PARIS  
TEL: 01.42.55.17.84 - FAX: 01.42.52.62.96

MAIL: [INFO@SCR-ELECTRONIQUES.COM](mailto:INFO@SCR-ELECTRONIQUES.COM) - WEB: [WWW.SCR-ELECTRONIQUES.COM](http://WWW.SCR-ELECTRONIQUES.COM)